

OZONOSAN BOARDCASE

MOBILER OZONGENERATOR FÜR HAUSBESUCHE,
ALS ZWEITGERÄT UND VIELES MEHR

MOBILE OZONE THERAPY DEVICE
FOR VERSATILE TREATMENT OPTIONS

Das OZONOSAN boardcase ist als Koffergerät mit interner Sauerstoffflasche eine vollständig mobile Einheit z.B. für Hausbesuche. Hervorragend geeignet für die meisten systemischen und topischen Ozonanwendungen.

The OZONOSAN boardcase is a fully mobile suitcase device with internal oxygen cylinder, e.g. for home visits. Excellent for all systemic and topical applications in pain therapy or for major autohemotherapy with ozone.

OZONOSAN BOARDCASE HIGHLIGHTS

- Kontinuierliche, photometrische Konzentrationsmessung mit automatischer Kalibrierung, angezeigt im LC-Display, für eine präzise und sichere Ozonanwendung. / *Continuous, photometric concentration measurement with automatic calibration, displayed on the LCD screen, for precise and safe ozone application.*
- Mobile Einheit, flexibel und unabhängig vom Patientenstandort. / *Mobile unit, flexible and independent of patient location.*
- Betrieb mit interner oder extern angeschlossener Sauerstoffflasche. / *Operation with internal or externally connected oxygen cylinder.*
- Kontinuierliche automatische Restozonvernichtung für maximale Umweltsicherheit. / *Continuous automatic residual ozone destruction for maximal environmental safety.*
- Nutzerfreundliches Bedienkonzept. / *User-friendly operating concept.*
- Wartungsarm bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Produktlebensdauer. / *Low maintenance with above-average product life.*
- In Deutschland entwickelt und produziert. / *Developed and manufactured in Germany.*



Technische Spezifikation / Technical Specifications

Aufbau / Device setup

Eigenbluttherapie / Major Autohemotherapy type

Konzentrationsbereich / Ozone concentration range

Volumenstrom / Flow rate

Vakuumpumpe / Vacuum pump

Abmessung [H x B x T] / Dimensions [H x W x D]

Gewicht / Weight

Elektrische Daten / Electrical data

EU Medizinprodukte Zertifizierung / EU Medical Device Certification

Gewährleistung / Warranty

OZONOSAN boardcase

Koffer, trag- und rollbar / Portable suitcase with wheels

Normobare Infusionstechnik / Normobaric infusion technique

1 - 50 µg/ml / 1 - 50 µg/ml

0,6 > 7 l/min / 0.6 > 7 l/min

Optional erhältlich, bis -0,8 bar stufenlos einstellbar /
Optionally available, up to -0.8 bar adjustable

19 x 55 x 40 cm / 19 x 55 x 40 cm

19,4 kg inklusive Sauerstoffflasche / 19.4 kg including oxygen cylinder

230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Schutzklasse I /
230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Protection class I

nach MDD und Art. 120 MDR (CE0483) / according to MDD and Art. 120 MDR (CE0483)

2 Jahre; 5 Jahre auf Ozonröhre und Katalysator / 2 years; 5 years for ozone generation unit



Anwendungsformen / Form of therapy

- ✓ Große Eigenblutbehandlung / *Major autohemotherapy*
- ✓ Kleine Eigenblutbehandlung / *Minor autohemotherapy*
- ✓ Rektale Insufflation / *Rectal insufflation*
- ✓ Beutelbegasung / *Bag gassing*
- ✓ Unterdruckbegasung mit Saugglocke / *Low pressure ozone gas application*
- ✓ Ozon-Injektionen / *Ozone injections*



Convenience Kits für die Ozontherapie / Convenience kits for ozone therapy



OZONOSAN Set 4 Plus Convenience Kit

OZONOSAN Set 4 Plus Convenience kit

- 1 OZONOSAN Vakuumflasche 250 ml, Mikroperl-System, 12 ml Natriumcitrat als Gerinnungshemmer, latexfrei /
- 1 OZONOSAN vacuum bottle 250 ml, microbubble system, 12 ml sodium citrate as anticoagulant, latex-free**
- 1 Transfusionsbesteck mit Stahlspitze /
- 1 Blood transfusion set with steel tip**
- 1 Perfusionsbesteck wahlweise 0,8 oder 1,1 mm Nadel /
- 1 Perfusion set optionally with 0.8 or 1.1 mm needle**
- 1 Einmalspritze 50 ml silikonisiert /
- 1 Disposable syringe 50 ml, siliconized**
- 1 Transferfilterset /
- 1 Transfer filter set with cannula and filter (0.2 µm) for ozone introduction**



OZONOSAN Set Rektale Insufflation mit Dosierbalg

OZONOSAN Set Rectal insufflation with dosing bellows

- 1 Dosierbalg /
- 1 Dosing bellows**
- 5 Ozon Vorratsbehälter mit Ventil /
- 5 Ozone reservoirs with valve**
- 50 Spezialkatheter 18 Ch. /
- 50 Special disposable catheters 18 Ch.**
- 50 Schlauchverbinder 75 cm /
- 50 Infusion lines 75 cm**
- 50 Bakterienfilter /
- 50 Bacteria filter**