

OZONOSAN alphaplus



Der vielseitigste Ozongenerator mit integrierter Wasserozonisierungseinheit.

Das OZONOSAN alphaplus ist mit dem integrierten Wasserozonisierungsgefäß optimal ausgelegt auf das gesamte Spektrum der Ozontherapie in Klinik und Praxis. Mit einer einstellbaren Ozonkonzentration zwischen 1 und 100 µg/ml können alle gängigen Ozonanwendungen durchgeführt werden. Mobil und flexibel ist es unabhängig vom Patientenstandort einsatzbereit.



Produkthighlights

Kontinuierliche, photometrische Konzentrationsmessung mit automatischer Kalibrierung, angezeigt im LC-Display.

Mobile Einheit, flexibel und unabhängig vom Patientenstandort.

Leistungsstarker Katalysator zur Entsorgung von Restozon.

Nutzerfreundliches Bedienkonzept.

Wartungsarm bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Produktlebensdauer.

In Deutschland entwickelt und produziert.

Technische Spezifikation

OZONOSAN alphaplus

Aufbau	Standgerät, fahrbar
Funktionsweise	Normobare Infusionstechnik
Konzentration Ozon	1 - 100 µg/ml
Volumenstrom	0,4 - 3 - 11 l/min, abhängig von der Konzentration
Arbeitsdruck	0,5 bar
Vakuumpumpe	Bis -0,8 bar einstellbar
Wasseraufbereitung mit Ozon	3l Wasservorrat, 1l Aufbereitung mit Ozon
Abmessung [H x B x T]	85 x 49 x 45 cm
Gewicht	41,4 kg
Elektrische Daten	230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Schutzklasse I
Klassifizierung	Ila Medizinprodukt gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG
Gewährleistung	2 Jahre; 5 Jahre auf Ozonröhre und Katalysator

Hänsler Medical - Vertrauen Sie nur dem Original.

Anwendungsformen

OZONOSAN alphaplus

Große Eigenblutbehandlung	●
Kleine Eigenblutbehandlung	●
Rektale Insufflation	●
Beutelbegasung	●
Unterdruckbegasung mit Saugglocke	●
Ozon-Injektionen	●
Ozonisiertes Wasser	●



Convenience Kits für die Ozontherapie

OZONOSAN Set 4 Plus Convenience Kit



- 1 OZONOSAN Vakuumflasche 250 ml, Mikroperl-System, 12 ml Natriumcitrat als Gerinnungshemmer, latexfrei
- 1 Transfusionsbesteck mit Stahlspitze
- 1 Perfusionsbesteck wahlweise 0,8 oder 1,1 mm Nadel
- 1 Einmalspritze 50 ml silikonisiert
- 1 Transferfilterset

OZONOSAN Set Rektale Insufflation mit Dosierbalg



- 1 Dosierbalg
- 5 Ozon Vorratsbehälter mit Ventil
- 50 Spezialkatheter 18 Ch.
- 50 Schlauchverbinder 75 cm
- 50 Bakterienfilter

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

+49 (0) 7229 3046 0

info@haensler-medical.com

www.haensler-medical.com

