

OZONOSAN CYTOZON

DER OZONGENERATOR FÜR DIE ZAHNMEDIZIN

THE OZONE GENERATOR FOR DENTISTRY

Das OZONOSAN cytozon stellt ozonisiertes Wasser zur Anwendung in der Zahnmedizin und der Implantologie – zur Desinfektion, Wundreinigung, Mundspülung und für die professionelle Zahnreinigung bereit.

Already in third generation, the OZONOSAN cytozon specifically produces ozonated water to be used in dentistry and implantology – for disinfection, cleaning of wounds and professional tooth cleaning.

HIGHLIGHTS

- ◉ Vollautomatische Ozonisierung von Wasser mit optimierter Ozondosis. / *Fully automatic water ozonation with optimized ozone dose.*
- ◉ Mit dem Handstück kann reines Ozonwasser oder Ozonwasser-Sauerstoff-Spray entnommen werden. / *Pure ozone water or ozone water-oxygen spray can be withdrawn with the multi-function handpiece.*
- ◉ Zusätzlicher Bajonett-Anschluss für die Entnahme von Ozonwasser über beispielsweise Ultrasonic oder Piezosurgery. / *Additional bayonet connection allows multiple connection of devices such as ultrasonic or piezosurgery.*
- ◉ Bereitstellung von ozonisiertem Wasser über einen Entnahmehahn. / *Supply of ozonated water via tap.*
- ◉ In Deutschland entwickelt und produziert. / *Developed and manufactured in Germany.*



Technische Spezifikation / Technical Specifications

OZONOSAN cytozon

Aufbau / <i>Device setup</i>	Tischgerät kompakt / <i>Tabletop unit</i>
Funktionsweise / <i>Mode of operation</i>	Ozonisierung von Wasser / <i>Water treatment with ozone</i>
Wasseraufbereitung mit Ozon / <i>Water treatment with ozone</i>	1l Aufbereitung; 3l Vorratsbehälter / <i>1l preparation; 3l reservoir</i>
Wasserentnahme / <i>Water withdrawal</i>	Wasserentnahme mit Handstück und Hahn / <i>Withdrawal of ozonized water via handpiece or water outlet tap</i>
Abmessung [H x B x T] / <i>Dimensions [H x W x D]</i>	55 x 20 x 45 cm / <i>55 x 20 x 45 cm</i>
Gewicht / <i>Weight</i>	20,9 kg / <i>20.9 kg</i>
Elektrische Daten / <i>Electrical data</i>	230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Schutzklasse I / <i>230 V AC; 50 Hz; 1.2 A; Protection class I</i>
EU Medizinprodukte Zertifizierung / <i>EU Medical Device Certification</i>	nach MDD und Art. 120 MDR (CE0483) / <i>according to MDD and Art. 120 MDR (CE0483)</i>
Gewährleistung / <i>Warranty</i>	2 Jahre; 5 Jahre auf Ozonröhre und Katalysator / <i>2 years; 5 years for ozone generation unit</i>